



whiteness perfect

Profissional / Profesional / Professional

DENTSCARE LTDA - Av. Edgar Nelson Meister, 474 -
Distrito Industrial - 89219-501 – Joinville – SC - Authorization
of Functioning MS P5X44XY0XX28 - CNPJ/Tax ID:
05.106.945/0001-06 - BRAZILIAN INDUSTRY - Registration at
ANVISA Nº 80172310020 Technical Authority: Friedrich Georg
Mittelstädt - CRQ: 13100147-SC - Brand: FGM -Made in Brazil

European Responsible Person - Obelis S.A.
Registered Address: Bld. Général Wahis, 53, 1030 – Bruxelles, Belgium
Tel. +32 2 732 59 54 | Fax + 32 2 732 60 03

Rev: 01



16%

Irritante	Contém Fluoreto de Sódio
Irritante	Contains Sodium Fluoride
Irritant	Contiene Fluoruro de Sódio

ES Manual de Instrucciones

Aclarador Dental para Dientes Vitales Solamente Uso Profesional

Lea con atención todas las informaciones de este manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Guárdelo para consulta, por lo menos, hasta el total consumo del producto y o hasta que el producto no sea mas utilizado con su último usuario.

Descripción del Producto

La formula del gel aclarador dental Whiteness es basada en productos ya conocidos en el mercado mundial y combina igualmente la alta viscosidad del gel de carbopol con el efecto aclarador del peróxido de carbamida para obtención de eficacia en el aclaramiento dental. El pH del gel es neutro para que no provoque la descalcificación del esmalte y de la dentina. Whiteness Perfect es el gel aclarador que posee, además de glicol y alto tenor de agua, nitrato de potasio y fluoruro de sodio

como desensibilizantes. Si el contenido del kit, se administra correctamente, es suficiente para un aclaramiento completo y duradero de las dos arcadas. El Mini kit contiene gel suficiente para el aclaramiento de una arcada o para un retoque completo. El gel es aplicado en una férula individual y puede ser usado durante la noche mientras el usuario duerme o durante el día, dependiendo de la orientación de un cirujano dentista. Se recomienda que el Whiteness Perfect 10% e 16% permanezca en contacto con los dientes por un periodo de 3 a 4 horas diarias (el tiempo que dura la actividad del gel). Alternativamente, pueden ser indicados tiempos mayores o menores de acuerdo con el caso.

El tratamiento dura, en casos normales y cuando usado diariamente, de 10 a 14 días. La frecuencia o el tiempo de utilización del gel puede, entretanto, ser disminuida para minimizar efectos de sensibilidad. En general, los resultados del aclaramiento ya se tornan visible después 3 a 5 días de uso.

La Selección de La Concentración

Whiteness Perfect está disponible en las siguientes concentraciones: 10% y 16%. En los casos de pigmentación normal (natural) por edad o por cigarrillo, café o cuando la sensibilidad dental se manifiesta con mayor intensidad es indicada la utilización del gel a 10%. En los casos de pigmentos mas acentuados, de mayor dificultad de remoción o cuando se desea obtener resultados visibles en tiempo más corto, es indicada la utilización del gel a 16%.

En casos de manchas por tetraciclina se puede esperar alguna mejoría, aunque solamente en los casos más leves se obtienen resultados más satisfactorios, siendo necesarios tiempos de tratamiento más largos.

Formas de Presentación

Whiteness Perfect 10% y 16%:

Kit: 5 jeringas de gel aclarador conteniendo 3g cada una, 5 punteras para aplicación del gel, 2 placas en vinil con 1mm de espesura para confección de las férulas, 1 estuche para guardar las férulas, instrucciones para el profesional y para el usuario.
Mini kit: 3 jeringas de gel aclarador conteniendo 3g cada una, 3 punteras para aplicación del gel aclarador, instrucciones para el profesional y para el usuario.

Bulk 10% y 16%: 50 jeringas con 3g de gel cada una, empacadas individualmente.

Composición Básica

Peróxido de Carbamida, Carbopol Neutralizado, Nitrato de Potasio, Fluoruro de Sodio, Humectante (Glicol), Agua Desonizada.

Indicación del Producto

Whiteness Perfect es indicado para el aclaramiento de dientes vitales utilizando la técnica de aclaramiento casero supervisado por el cirujano dentista. El producto aclara dientes oscurecidos por la edad y naturalmente oscuros o amarillos, dientes manchados por pigmentos de origen externa como café, tabaco, té, etc.

Precauciones

*El uso del producto debe ser indicado y realizado siempre con acompañamiento del cirujano dentista.

*La salud de la cavidad bucal debe ser evaluada previamente al tratamiento. Fisuras en el esmalte, infiltraciones en restauraciones, dentina expuesta y otros factores que puedan comprometer el tratamiento del aclaramiento deben ser solucionadas antes de iniciarse el tratamiento. El producto es contraindicado para usuarios que no puedan solucionar los problemas anteriormente citados.

*El producto no es indicado para aclaramiento de dientes con Amelogenesis o dentinogenesis imperfecta, fluorosis severa, manchas intensas por tetraciclina y otras anomalías de esmalte e dentina que coloquen en riesgo la vitalidad del diente.

*El producto no es indicado para aclaramiento en gestantes, lactantes y usuarios menores de 18 años.

*El producto no es recomendado para personas que se hallan sometido recientemente a cirugía gingival o con inflamación del tejido gingival y personas con reacciones alérgicas al producto.

*Examine el usuario para asegurarse de que los dientes estén libres de carie e infiltraciones en restauraciones, que tenga los tejidos gingivales saludables y esté libre de otros problemas que puedan provocar sensibilidad o dolor durante el aclaramiento.

*Instruya el usuario sobre el nivel de resultados que pueden ser obtenidos con el o aclaramiento.

Explique que materiales restauradores no aclaran y que tendrán que ser cambiados al final del tratamiento (usualmente 7 días después del término del aclaramiento), que dientes no vitales pueden aclarar con menor intensidad y que, eventualmente, será necesario aclaramiento especial de este elemento (Whiteness

Super Endo).

* Obtenga la fotografía del caso antes y después del aclaramiento para mejor observación de los resultados. También se sugiere hacer aclaramiento de una arcada por vez. De esta forma una arcada servirá de referencia para la otra.

* Dientes oscurecidos por antibióticos (tetraciclina) tal vez no aclaren con la misma intensidad que dientes normales. Dientes con tonos gris, mismo que no tengan origen en uso de tetraciclina, tampoco pueden responder bien al aclaramiento.

* Restauraciones de amalgama pueden provocar cierto oscurecimiento de la férula en el local de contacto directo con el gel (pueden sufrir oxidación superficial).

* Enseñe el usuario a colocar el gel en la férula. El exceso de gel debe ser evitado y removido con auxilio del cepillo de dientes o el propio dedo. El contacto prolongado con la encía puede resultar en alguna irritación localizada.

* Entregue al usuario el folleto con sus instrucciones y enfatice la importancia de su lectura.

* Informe al usuario que podrá sentir un aumento de sensibilidad de los dientes a variaciones de temperatura, principalmente al frío.

* Caso la sensibilidad sea proveniente de exposición del cuello dental por recesión gingival u otro factor adverso, haga la protección de la región orecorete la férula hasta la unión cemento - esmalte para evitar el contacto prolongado del gel con la región sensible. En estos casos se puede esperar que la región descubierta no aclare con la misma intensidad. Hay casos en que la sensibilidad no es de fácil tratamiento. Si ninguna de las formas de tratamiento descrito surte efecto, se puede todavía prescribir la utilización del gel en días intercalados, a cada 3 días o por 1 a 2 horas por día prolongándose el aclaramiento. En estos casos se recomienda la utilización del gel de menor concentración (10%). Generalmente la sensibilidad desaparece en lo máximo, 3 días. Si el usuario siente demasiado incomodo o presenta alguna reacción alérgica al producto, se debe suspender el tratamiento.

* Oriente el usuario a evitar la ingestión de bebidas o alimentos ácidos porque estos pueden causar aumento de la sensibilidad durante el aclaramiento. Bebidas o alimentos fuertemente coloreados también deben ser evitados para que el aclaramiento no sea perjudicado.

Acompañe el aclaramiento solicitando el retorno del usuario a cada 5 a 7 días, por ejemplo, para evaluación del tratamiento, principalmente en el inicio del aclaramiento.

* Puede suceder también, irritación gingival cuando se usan enjuagatorios bucales o cremas dentales de sabor fuerte antes del uso de la férula con el gel. Se recomienda que, caso se desee hacer uso de estos productos, se dé un intervalo de por lo mínimo 30 minutos (el tiempo suficiente para el desaparecimiento de la sensibilidad) entre el uso del enjuagatorio o crema dental y el uso del gel. El cepillado agresivo sobre la encía también puede sensibilizarla y resultar en alguna irritación por el gel.

Cuando el recorte de la férula es deficiente puede ocurrir lesión en la región donde la férula toca y en estos casos también puede ocurrir irritación causada por el gel. Se debe pulir las arestas de las férulas pues bordes afilados pueden causar lesiones en la encía y afectar el uso del producto.

Efectos Colaterales

* Es normal la ocurrencia de sensibilidad dental durante el aclaramiento. Si la sensibilidad se torna incomoda trate los dientes con el gel Desensibilize KF 0,2% (sensibilidad moderada a baja) o Desensibilize KF 2% (sensibilidad moderada a alta). Cuanto mayor la concentración de Peróxido mayor la posibilidad de tenerse sensibilidad dental.

* El aclaramiento puede hacer aparecer o destacar áreas de hipocalcificación debido al aclaramiento diferenciado (más intenso) de estas áreas. En algunos casos esas manchas desaparecen debido a la deshidratación del esmalte tras la finalización del aclaramiento. El tratamiento con flúor de esas regiones también puede auxiliar su desaparecimiento.

* Algunos usuarios pueden sentir leve irritación gingival, lengua o labios, generalmente proveniente del uso en exceso de gel en la férula.

Instrucciones de Uso

Vea las instrucciones del manual de instrucciones del usuario

Conservación y Almacenamiento

Almacene el producto en temperaturas entre 5 y 25 °C. No congele el producto. Proteja de la incidencia de la luz solar directa.

Advertencias

No utilice el producto fuera del plazo de validez. Mantenga fuera del alcance de los niños. El descarte del producto sigue la Directiva 94/62/CE.

Irritante para ojos y piel en concentraciones superior a 5% de Peróxido de Hidrógeno (16% de Peróxido de Carbamida)

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no es responsable por daños causados por otros usos o por manipulación incorrecta. Además de esto, el usuario está obligado a comprobar, antes del empleo y bajo su responsabilidad, si este material es compatible con la utilización deseada, principalmente cuando esta utilización no está indicada en estas instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por eso, no poseen cualquier vínculo.